

Wychowawca: mgr Renata Sawicka

Sobota 3.06.2023				
<i>nr</i>	<i>godz.</i>	<i>zajęcia</i>	<i>prowadzący</i>	<i>nr sali</i>
1.	8.00 – 9.30	DMD22	MG	37
2.		DMD23	MG	37
3.	9.35 – 11.05	DMD24	MG	37
4.		DMD25 E	MG	37
5.	11.10 – 12.40	WMD41	MG	12
6.		WMD42	MG	12
7.	12.50 – 14.20	WMD43	MG	12
8.		WMD44	MG	12
9.	14.25 – 15.55	WMD45 E	MG	12
10.				
11.	16.00 – 17.30			
12.				

Niedziela 4.06.2023				
<i>nr</i>	<i>godz.</i>	<i>zajęcia</i>	<i>prowadzący</i>	<i>nr sali</i>
1.	8.00 – 9.30	PSMD22	MG	37
2.		PSMD23	MG	37
3.	9.35 – 11.05	PSMD24	MG	37
4.		PSMD25 E	MG	37
5.	11.10 – 12.40			
6.				
7.	12.50 – 14.20			
8.				
9.	14.25 – 15.55			
10.				
11.	16.00 – 17.30			
12.				

DMD Dobieranie metod dekontaminacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego
 WMD Wykonywanie mycia i dezynfekcji
 PSMD Podstawy sterylizacji, mycia i dezynfekcji