

Wychowawca: mgr Renata Sawicka

Sobota 4.02.2023				
<i>nr</i>	<i>godz.</i>	<i>zajęcia</i>	<i>prowadzący</i>	<i>nr sali</i>
1.	8.00 – 9.30	WS1	ET	12
2.		WS2	ET	12
3.	9.35 – 11.05	WS3	ET	12
4.		WS4	ET	12
5.	11.10 – 12.40	WS5	ET	12
6.		WS6	ET	12
7.	12.50 – 14.20	WS7	ET	12
8.		WS8	ET	12
9.	14.25 – 15.55	WS9	ET	12
10.		WS10	ET	12
11.	16.00 – 17.30			
12.				
13.	17.35 – 18.20			

Niedziela 5.02.2023				
<i>nr</i>	<i>godz.</i>	<i>zajęcia</i>	<i>prowadzący</i>	<i>nr sali</i>
1.	8.00 – 9.30	PSMD1	MG	37
2.		PSMD2	MG	37
3.	9.35 – 11.05	PSMD3	MG	37
4.		PSMD4	MG	37
5.	11.10 – 12.40	WMD1	MG	12
6.		WMD2	MG	12
7.	12.50 – 14.20	WMD3	MG	12
8.		WMD4	MG	12
9.	14.25 – 15.55	WMD5	MG	12
10.		WMD6	MG	12
11.	16.00 – 17.30			
12.				

WS Wykonywanie sterylizacji
 PSMD Podstawy sterylizacji, mycia i dezynfekcji
 WMD Wykonywanie mycia i dezynfekcji