

Wychowawca: mgr Renata Sawicka

| Sobota 25.05.2024 | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| <i>nr</i> | <i>godz.</i> | <i>zajęcia</i> | <i>prowadzący</i> | <i>nr sali</i> |
| 1. | 8.00 – 9.30 | OP9 | RT | 41 |
| 2. | | OP 10 E | RT | 41 |
| 3. | 9.35 – 11.05 | PSMD15 | MG | 41 |
| 4. | | PSMD16 | MG | 41 |
| 5. | 11.10 – 12.40 | PSMD17 | MG | 41 |
| 6. | | PSMD18 | MG | 41 |
| 7. | 12.50 – 14.20 | DMD14 | MG | 41 |
| 8. | | DMD15 | MG | 41 |
| 9. | 14.25 – 15.55 | DMD16 | MG | 41 |
| 10. | | DMD17 | MG | 41 |

| Niedziela 26.05.2024 | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| <i>nr</i> | <i>godz.</i> | <i>zajęcia</i> | <i>prowadzący</i> | <i>nr sali</i> |
| 1. | 8.00 – 9.30 | WMD23 | MG | 12 |
| 2. | | WMD24 | MG | 12 |
| 3. | 9.35 – 11.05 | WMD25 | MG | 12 |
| 4. | | WMD26 | MG | 12 |
| 5. | 11.10 – 12.40 | WMD27 | MG | 12 |
| 6. | | WMD28 | MG | 12 |
| 7. | 12.50 – 14.20 | WMD29 | MG | 12 |
| 8. | | WMD30 | MG | 12 |
| 9. | 14.25 – 15.55 | WMD31 | MG | 12 |
| 10. | | WMD32 | MG | 12 |

OP Organizacja pracy

PSMD Podstawy sterylizacji, mycia i dezynfekcji

DMD Dobieranie metod dekontaminacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego

WMD Wykonywanie mycia i dezynfekcji